

# DADOS DE SEGURANÇA DO MATERIAL

**Data:** 22/05/2014  
MSDS Nº 04  
Data Revisão: 22/05/2014  
Revisão Nº 01

## SEÇÃO I – IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA / PREPARO / FABRICANTE

**Nome do material:** Cavibrush

**Uso do material:** Hastes flexíveis

**Preparado por:** Friedrich Georg Mittelstadt, Químico, Diretor técnico.

**Fabricado por:** Dentscare Ltda, Avenida Edgar Nelson Meister, 474 Joinville, Brasil.

**Contato em caso de emergência:** xx 55 47 3441 6100

## SEÇÃO II – COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO DOS INGREDIENTES

**Substância:**

Cerdas de Nylon, hastes injetadas em Polipropileno e adesivo.

## SEÇÃO III – IDENTIFICAÇÃO DE RISCO

Não possui substâncias de risco.

## SEÇÃO IV – PRIMEIROS SOCORROS

**Inalação:** N/A

**Contato com a pele:** N/A

**Contato com os olhos:** N/A

**Ingestão:** N/A

## SEÇÃO V – MEDIDAS DE COMBATE AO FOGO

**Inflamável:** Sim Não

**Em caso afirmativo sob quais condições:**

**Medidas de extinção:** N/A

**Equipamentos de proteção e combate ao fogo:** N/A

## SEÇÃO VI – MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE ACIDENTES

**Precauções ambientais e pessoais:** nenhuma em especial

**Métodos de limpeza:** nenhum em especial.

## SEÇÃO VII – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

**Precauções de manuseio:** N/A

**Condições de armazenamento:** Manter o produto em sua embalagem original sempre bem fechada.

Armazene o produto em temperaturas entre 5 e 30 °C.

## SEÇÃO VIII – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO PESSOAL

**Proteção respiratória:** N/A

**Proteção das mãos:** N/A

**Proteção ocular:** N/A

**Proteção da pele:** N/A.

## SEÇÃO IX – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

**Aparência:** haste flexível

**Odor:** N/A

**Solubilidade em água:** Insolúvel

**Ponto de fusão:** N/A

**pH:** N/A

Outros dados: N/A

#### SEÇÃO X – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

**Estabilidade química:** Sim Não

**Produtos de decomposição perigosos:** Monóxido e Dióxido de carbono

#### SEÇÃO XI – INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

**Via de entrada:** N/A

**Efeitos e sintomas à exposição á curto prazo:** N/A

**Efeitos e sintomas à exposição á longo prazo:** N/A

**Sensibilização:** N/A.

**Irritação do produto:** N/A

#### SEÇÃO XII – INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

**Biodegradabilidade:** Não

**Detalhes adicionais:** Não

#### SEÇÃO XIII – CONSIDERAÇÕES DE DESCARTE

**Método de descarte:** de acordo com as regulamentações governamentais do seu país.

#### SEÇÃO XIV – INFORMAÇÃO DE TRANSPORTE

Não Regulado/ Não se aplica.

#### SEÇÃO XV – INFORMAÇÃO REGULADORA

Classificação: Xi Irritante. R 36 Irritante para os olhos. R 38 Irritante para a pele. R 43 Pode causar sensibilização em contato com a pele.

#### SEÇÃO XVI – OUTRAS INFORMAÇÕES

**Somente para uso profissional.** As informações e recomendações são baseadas no MSDS e informações dos produtores das matérias primas. Dentscare Ltd CNPJ 05.106.945/0001-06 não assume responsabilidade pela precisão de tais informações ou pela necessidade de informações adicionais.