



DADOS DE SEGURANÇA DO MATERIAL

Data: 27/04/2006
MSDS n°. 01
Data de Revisão: 09/05/06
Revisão n°. 00

SEÇÃO I – IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA / PREPARO / FABRICANTE

Nome do material: Diamond Excel

Uso do material: Pasta de polimento para todos os materiais restauradores.

Preparado por: Friedrich Georg Mittelstadt, Químico, Responsável técnico.

Fabricado por: Dentscare Ltda, Avenida Edgar Nelson Meister, 474 Joinville, Brasil.

Contato em caso de emergência: xx 55 47 3441 6100

SEÇÃO II – COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO DOS INGREDIENTES

Substância:

Diamante Micronizado, base lubrificante, espessante e emulsionante.

SEÇÃO III – IDENTIFICAÇÃO DE RISCO

Não apresenta substâncias de risco

SEÇÃO IV – PRIMEIROS SOCORROS

Inalação: N/A

Contato com a pele: Lave com água.

Contato com os olhos: Lave com água.

Ingestão: N/A

SEÇÃO V – MEDIDAS DE COMBATE AO FOGO

Inflamável: Sim Não

Em caso afirmativo sob quais condições:

Medidas de extinção: N/A

Equipamentos de proteção e combate ao fogo: N/A

SEÇÃO VI – MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE ACIDENTES

Precauções ambientais e pessoais: nenhuma em especial

Métodos de limpeza: nenhum em especial

SEÇÃO VII – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções de manuseio: Manusear o produto de acordo com as instruções de uso. Mantenha a embalagem fechada quando não estiver usando.

Condições de armazenamento: Manter o produto em sua embalagem original sempre bem fechada. Armazene o produto em temperaturas de 5 a 30 °C. Não congelar o produto.

SEÇÃO VIII – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO PESSOAL

Proteção respiratória: N/A

Proteção das mãos: Luvas de látex

Proteção ocular: óculos de proteção

Proteção da pele: Jaleco

SEÇÃO IX – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aparência: pasta cinza

Odor: Sem odor

Solubilidade em água: N/A

Ponto de fusão: N/A

Outros dados: Nenhum



SEÇÃO X – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade química: Estável em condições normais de armazenagem.

Produtos de decomposição perigosos: Pode liberar fumos tóxicos se aquecido a altas temperaturas (pirólise)

SEÇÃO XI – INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Nenhuma

SEÇÃO XII – INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Nenhuma

SEÇÃO XIII – CONSIDERAÇÕES DE DESCARTE

Métodos de descarte do lixo: De acordo com as regulamentações governamentais de seu país.

SEÇÃO XIV – INFORMAÇÃO DE TRANSPORTE

Não regulado

SEÇÃO XV – INFORMAÇÃO REGULADORA

Não definida

SEÇÃO XVI – OUTRAS INFORMAÇÕES

Somente uso profissional. As informações e recomendações são baseadas nas MSDS e informações dos fabricantes de matérias primas. A Dentscare Ltda CNPJ 05.106.945/0001-06, não se responsabiliza pela precisão destas informações ou da necessidade de informações adicionais.