

## DADOS DE SEGURANÇA DO MATERIAL

Data: 22 de maio de 2014  
MSDS nº 33  
Data da Revisão: 22/05/2014  
Revisão nº 01

### SEÇÃO I IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA

**NOME DO MATERIAL:** Top Dam  
**MATERIAL:** Barreira gengival fotopolimerizável  
**PREPARADO POR** Friedrich Georg Mittelstadt, Químico, Diretor Técnico.  
**FABRICADO POR:** Dentscare Ltda., Avenida Edgar Nelson Meister, 474, Joinville, Brasil.  
**EMERGÊNCIA:** +55 47 3441 6100

### SEÇÃO II – COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO DA COMPOSIÇÃO

Substância	<u>C.A.S</u>	<u>EINECS</u>	<u>Classificação</u>	<u>Conteúdo.</u>
Diuretano dimetacrilato	41137-60-4	255-239-5	Xi; R36 R37 R38	45- 55
HEMA	868-77-9		Xi; R 43	15 - 20

### SEÇÃO III – IDENTIFICAÇÃO DE RISCO



Irritante

#### DESIGNAÇÃO DE RISCO

#### EEC Simbologia e Classificação.

“Xi”- Irritante.

R 36/38: Irritante para olhos e pele

**Aparência:** substância viscosa

**Efeito sobre os olhos:** Nenhuma informação a respeito de irritação nos olhos.

**Pele:** pode causar irritação na pele

**Ingestão:** Se deglutido, não induza o vômito. Procure um médico.

**Inalação:** Mova para uma área ventilada, se inalado.

### SEÇÃO IV – PRIMEIROS SOCORROS

**Inalação:** Nenhum tratamento específico é necessário desde que o material não apresente risco por inalação.

**Contato com a pele:** lave a pele com água e sabão.

**Contato com os olhos:** Lave com água por 15 minutos. Procure um médico.

**Ingestão:** Se deglutido, não induza o vômito. Procure um médico.

### SEÇÃO V – MEDIDAS DE COMBATE AO FOGO

**Procedimentos de Combate ao fogo: Geral:** Remova as pessoas do local. Use equipamentos de proteção de combate ao fogo.

**Equipamento de Combate ao fogo:** Spray de água, CO2, pó químico.

### SEÇÃO VI – MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE ACIDENTES

**Pequeno derramamento:** Remova o produto com um pano úmido e resistente, depois lave a área com água.

**Grande derramamento:** Solidifique o excesso e descarte - o como lixo plástico.

### SEÇÃO VII – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

**Manuseio:** Proteja da incidência da luz solar direta e temperatura de ignição.

**Armazenamento:** Manter o produto em sua embalagem original sempre bem fechada. Proteger da incidência de luz solar direta. Armazene o produto em temperaturas de 5 a 30 °C. Não congelar o produto.

#### SEÇÃO VIII-CONTROLE DE EXPOSIÇÃO/ PROTEÇÃO PESSOAL

**Equipamento de proteção pessoal:**

**Olhos e Face:** Óculos de proteção

**Pele: S36/37:** Jaleco e luvas de proteção

**Respiratório:** N/A = Não aplicável.

#### SEÇÃO IX – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

**Aparência:** Substância viscosa

**Nota:** insolúvel em água, parcialmente solúvel em solventes orgânicos.

**Odor:** acrílico suave

**Cores:** Azul, verde, lilás, pérola e amarela.

**Solubilidade em água:** insolúvel

**Ponto de fundição:** N/A

**pH:** N/A

**Outros dados:** Nenhum

#### SEÇÃO X – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

**Polimerização:** a polimerização ocorre quando o produto é exposto à luz visível, ultravioleta e calor intenso.

**Condições para evitar:** Agentes oxidantes fortes

#### SEÇÃO XI INFORMAÇÃO DE TOXICIDADE

**Efeito nos olhos:** Pode ter um efeito irritante nos olhos.

**Efeito na pele:** O uso repetido e prolongado pode causar irritação.

**Sensibilização:** O uso repetido e prolongado pode causar irritação.

#### SEÇÃO XII INFORMAÇÃO AMBIENTAL

**Biodegradável:** Não estabelecido

**Detalhes adicionais:** Nenhum

#### SEÇÃO XIII – CONSIDERAÇÕES DE DESCARTE

**Método de descarte:** De acordo com as regulamentações governamentais (EC 197510442-20/11/2003)

#### SEÇÃO XIV – TRANSPORTE

**Não Regulado / Não se aplica.**

#### SEÇÃO XV – INFORMAÇÃO

**Comunidade Européia**

**EEC-Simbologia e Classificação**



Irritante

**“ Xi”- Irritante**

R 36/38: Irritante para olhos e pele

S 14: Mantenha longe de...( produtos incompatíveis indicados pelo fabricante do

S 3/7: Mantenha a embalagem fechada e em local fresco

S62: Se ingerido, não induza o vômito, procure imediatamente um médico e leve a embalagem ou rótulo.

**SEÇÃO XVI – OUTRAS INFORMAÇÕES**

**Somente para uso profissional.** As informações e recomendações são baseadas nas MSDS e informações dos fabricantes de matérias primas. A Dentscare Ltda. CNPJ 05.106.945/0001-06, não se responsabiliza pela precisão destas informações ou da necessidade de informações adicionais.